

Notice

Mannequin de soins Susie et Simon

Réf. MT43392 & MT43393



Présentation

1. Introduction

Les mannequins de soins 43392 et 43393 sont des mannequins de soins adultes masculin ou féminin. Ils sont à utiliser en particulier par les sections carrières sanitaires et sociales et plus généralement par les formations de soins aux personnes. Ils peuvent être utilisés pour les techniques de gestes et postures, les soins capillaires, les pansements, les soins bucco-dentaires, les soins oculaires, les soins auriculaires, les exercices de bandage, les bains, l'habillage, les injections intramusculaires sur le bras gauche et la fesse, les transferts.

2. Contenu de l'emballage

- Un mannequin complet
- Une Notice

Montage

Les modèles sont démontables au niveau de la taille pour faciliter le stockage et le transport.

Pour monter les mannequins, dévisser les boutons situés de part et d'autre du bas du torse. Ajuster et faire coïncider les deux parties du torse puis revisser les boutons sur les tiges prévues à cet effet à droite puis à gauche.

Pour démonter les mannequins procéder à l'inverse.

Caractéristiques

1. Bandage

Les doigts et les orteils sont séparés pour faciliter les exercices de bandage. La peau est douce et imperméable à l'eau, à l'huile et us liniments.

2. Soins des ophtalmiques

La tête possède 2 yeux amovibles, permettant les exercices ophtalmiques les plus courants, instillation, retrait de corps étrangers, application de pommade dans la région du sac conjonctival, irrigation.

3. Dent

Les mannequins sont fournis avec des dentiers supérieurs et inférieurs démontables. Pour enlever des dents, insérez doucement un doigt dans la mâchoire supérieure ou inférieure puis taper légèrement. Pour les réinsérer, tenir doucement la lèvre inférieure ou supérieure puis les réinsérer les dentiers. Ils sont attachés avec du velcro leur retrait et leur pose est aisé et ne réclame pas d'effort particulier.

4. Soins d'Hygiène.

Les mannequins sont imperméables à l'eau et tous les exercices de bains peuvent être pratiqués.

5. Injections

Les emplacements d'injection sur le haut des bras permettent la pratique des injections intramusculaires et sous-cutanées. Ces emplacements peuvent être utilisés sur toute la circonférence de telle sorte que des injections additionnelles puissent être effectuées. Il y a également un emplacement dans la région fessier supérieur pour permettre les injections intramusculaires dans des fesses. La garniture fessière du secteur d'injection peut être enlevée et remplacée.

6. Les organes génitaux

Masculin, il représente une reproduction d'un organe génital masculin complet avec le scrotum

Féminin, il représente une reproduction d'un organe génital féminin en vinyle souple

7. Mouvement

Les articulations solides permettent d'effectuer des mouvements réalistes, la taille est naturellement inclinable à 30°.

8. Oreilles

L'oreille gauche possède un canal auriculaire avec une capacité de 10 ml, facilitant ainsi les exercices de soins, à la seringue.

Entretien, garantie et dépannage

Toujours utiliser un lubrifiant 43469 avec l'utilisation de dispositif invasif (Spéculum ...)

La peau des mannequins peut être nettoyée avec un détergent doux, du savon ou de l'eau. Ne jamais utiliser de marqueurs ou de stylo, ils laisseraient des marques indélébiles. Ne pas utiliser de papier journal ou encore d'iode. Un mauvais stockage peut endommager le mannequin. Garder le carton d'emballage pour stocker le mannequin lorsqu'il n'est pas utilisé.

1. Matériel de rechange ou complémentaire

Lubrifiant KY MT43469

Blouse de malade MT43525

Pied ulcéré MT43397

Ulcères de décubitus MT43397

Bras pour IV, IM et sous cutanées MT43404

Sac de transport MT 43400

2. Garantie

Les matériels livrés par PIERRON sont garantis, à compter de leur livraison, contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d'avarie résultant d'une utilisation incorrecte du matériel.

Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, produits, pièces d'usure, matériel informatique et multimédia.

Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie spécifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.

Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.

Vices apparents : nous ne pourrions admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. A l'export, ce délai est porté à un mois.

La garantie ne s'appliquera pas lorsqu'une réparation ou intervention par une personne extérieure à notre Société aura été constatée.

3. Droit de copie

Sans objet

PIERRON Médical - 70 Bd de Sébastopol 75003 Paris France

Tél. : 01.53.81.92.75 Fax : 01.44.61.04.97 E-mail : contact@pierron-medical.com [http : //www.pierron-medical.com](http://www.pierron-medical.com)

Siège social : Parc Industriel Sud – Z.I. Gutenberg – 2, rue Gutenberg – B.P.80609 – 57206 Sarreguemines Cedex France

PIERRON Médical est un département de PIERRON Éducation – S.A.S. au Capital de 8 335 000 €