



Cerveau démontable en 8 parties

12445

NOTICE



Retrouvez
l'ensemble
de nos gammes sur :
www.pierron.fr

 **PIERRON**
ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE SCIENTIFIQUE

PIERRON - ASCO & CELDA • CS 80609 • 57206 SARREGUEMINES Cedex • France

Tél. : 03 87 95 14 77 • Fax : 03 87 98 45 91

E-mail : education-france@pierron.fr

1 - Introduction

Modèle de cerveau démontable en 8 parties :

- Les lobes temporaux et occipitaux ;
- Les lobes frontaux et pariétaux ;
- Le cervelet ;
- Le tronc cérébral.

Il est posé sur un socle en plastique.

Caractéristiques

Dimensions : 200 x 180 x 180 mm (L x l x H).

Nomenclature

I. CERVEAU

1. Lobe frontal
2. Lobe pariétal
3. Lobe temporal
4. Lobe occipital
5. Insula (cortex insulaire)
6. Hippocampe
7. Ventricule latéral
8. Corps calleux
9. Fornix
10. Artère carotide interne
11. Artère cérébrale moyenne
12. Artère cérébrale antérieure
13. Artère cérébrale postérieure
14. Artère basilaire
15. Artère vertébrale

II. CERVELET

16. Vernis
17. Hémisphère
18. Artère cérébelleuse supérieure
19. Artère cérébelleuse moyenne
20. Artère cérébelleuse inférieure

III. DIENCÉPHALE

21. Thalamus
22. Hypothalamus
23. Hypophyse
24. Nerf optique
25. Corps pinéal
26. Noyau géniculé médial
27. Noyau géniculé latéral

IV. MÉENCÉPHALE

- 28. Collicule supérieur
- 29. Collicule inférieur
- 30. Nerf trochléaire
- 31. Nerf oculo-moteur

V. PONT

- 32. Nerf trigéminal
- 33. Nerf abducens
- 34. Nerf facial et nerf intermédiaire
- 35. Nerf vestibulo cochléaire

VI. MOELLE ALLONGÉE (bulbe rachidien)

- 36. Pyramide
- 37. Olive
- 38. Nerf glossopharyngien
- 39. Nerf vague
- 40. Nerf accessoire (nerf spinal)
- 41. Nerf hypoglosse

1 - Entretien

Aucun entretien particulier n'est nécessaire au fonctionnement de votre appareil. Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON - ASCO & CELDA. En cas de problème, n'hésitez pas à contacter le Service Clients.

2 - Garantie

Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison, contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d'avarie résultant d'une utilisation incorrecte du matériel.

Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide, produits, pièces d'usure, matériel informatique et multimédia.

Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie spécifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.

Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.

Vices apparents : nous ne pourrions admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l'export, ce délai est porté à un mois.

La garantie ne s'appliquera pas lorsqu'une réparation ou intervention par une personne extérieure à notre Société aura été constatée.