

Procédure de mise à jour LaboTP 2.0

Cette procédure de mise à jour concerne toutes les versions de LaboTP 2.0

1) Quitter LaboTP 2.0.

2) Toutes les données sont sauvegardées dans le fichier labotp.4dd présent dans le dossier d'installation de LABOTP : exemple c:\labotp\Database ou c:\program files\labotp\Database

TRES IMPORTANT : Faire une sauvegarde de sécurité de TOUT LE DOSSIER d'installation de LaboTP 2.0 (exemple c:\program files\labotp).

3) Utiliser WINZIP (téléchargeable sur Internet) pour décompresser les fichiers de mise à jour.

Copier tous les fichiers joints dans le dossier d'installation (exemple c:\program files\labotp) puis à la demande de remplacer, toujours taper oui.

4) Lancer LABOTP 2.0 comme avant.

Avant d'arriver à la page de présentation du logiciel, il met à jour les données.
Ne pas l'interrompre pendant ces opérations effectuées une seule fois.

5) Si vous avez des problèmes de mise à jour, contactez l'auteur par mail : jnbeury@laposte.net