




Anatomie de l'oreille

12305

NOTICE



Retrouvez
l'ensemble
de nos gammes sur :
www.pierron.fr

 **PIERRON**
ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE SCIENTIFIQUE

PIERRON - ASCO & CELDA • CS 80609 • 57206 SARREGUEMINES Cedex • France

Tél. : 03 87 95 14 77 • Fax : 03 87 98 45 91

E-mail : education-france@pierron.fr

Ce modèle présente l'oreille moyenne avec la membrane tympanique et les osselets et l'oreille interne. Les osselets et la cochlée peuvent être retirés de l'oreille interne. Grossi 4 fois.

Caractéristiques

Dimensions : 180 x 170 x 175 mm.

Montage

- | | |
|---|--|
| 1- Tympan | 12- Canal semi-circulaire interne |
| 2- Membrane muqueuse | a- Ampoule à l'extrémité du canal semi-circulaire interne |
| 3- Marteau | 13- Canal semi-circulaire postérieur |
| a- Tête | a- Ampoule à l'extrémité du canal semi-circulaire postérieur |
| b- Manche | 14- Sommet de la cochlée (cupule cochléaire) |
| 4- Encume | 15- Nerf cochléaire |
| a- Petite branche | 16- Ganglion vestibulaire |
| b- Longue branche | 17- Nerf vestibulaire |
| 5- Étrier | 18- Nerf vestibulo-cochléaire |
| a- Tête | 19- Canal cochléaire |
| b- Branche | 20- Fenêtre cochléaire |
| c- Base | 21- Corde du tympan |
| 6- Articulation entre l'encume et l'étrier | |
| 7- Utricule | |
| 8- Vestibule | |
| 9- Fenêtre vestibulaire | |
| 11- Canal semi-circulaire externe | |
| a- Ampoule à l'extrémité du canal semi-circulaire externe | |